

# Griffe



## **Edelstahlhaltegriff:** keine Kassenleistung

Zum Bohren / Schrauben. Ein Griff hat 6 Montagelöcher.  
Belastbar bis 120 kg.

### Drive Medical - Edelstahlhaltegriff

- 30 cm** Artikelnr.: 630500300 - **29,90 €** inkl. MwSt
- 40 cm** Artikelnr.: 630500400 - **34,50 €** inkl. MwSt
- 50 cm** Artikelnr.: 630500500 - **36,50 €** inkl. MwSt
- 60 cm** Artikelnr.: 630500600 - **41,90 €** inkl. MwSt

Montagepauschale für ersten Griff: **75,- €** inkl. MwSt  
inkl. Anfahrtspauschale, Rüstzeit, Montagematerial und  
Positionierung aller Griffe.

Montage jedes weiteren Griffes: **20,- €** inkl. MwSt



## **Klebehaltegriffe:** keine Kassenleistung

Zum Kleben. Klebstoffreste können bei Demontage rückstandslos entfernt werden. Belastbar bis 100 kg.

### Delficare - Varioplus fugengrau

- 30 cm** Artikelnr.: 61.000020 - **74,85 €** inkl. MwSt
- 50 cm** Artikelnr.: 61.000040 - **81,- €** inkl. MwSt

### Delficare - Varioplus weiß

- 30 cm** Artikelnr.: 66.000020 - **99,85 €** inkl. MwSt
- 50 cm** Artikelnr.: 66.000040 - **106,- €** inkl. MwSt

Montagepauschale für ersten Griff: **75,- €** inkl. MwSt  
inkl. Anfahrtspauschale, Rüstzeit, Montagematerial und  
Positionierung aller Griffe.

Montage jedes weiteren Griffes: **20,- €** inkl. MwSt



## **Saugnapfhaltegriffe:** keine Kassenleistung

Wird angedrückt und ist nach umlegen der  
Vakkumhebel fest. Die Hebel haben eine  
Sicherheitsanzeige. Muss regelmässig neu  
angedrückt werden. Ideal für unterwegs.  
Fliesen müssen glatt und dürfen nicht offenporig sein.  
Nennlast bis 70 kg.

### Russka - Rothgriffe mit fixer Greiflänge:

- 11 cm** Artikelnr.: 78100220 - **109,90 €** inkl. MwSt
- 21 cm** Artikelnr.: 78100225 - **123,60 €** inkl. MwSt
- 35 cm** Artikelnr.: 78100226 - **144,40 €** inkl. MwSt
- 65 cm** Artikelnr.: 78100227 - **164,60 €** inkl. MwSt



# Haltegriffe

## Stützklappgriff: HMV: 04.40.05.1XXX

Zum Bohren / Schrauben. Ein Griff hat 4 Montagelöcher.  
Nur von oben belastbar, nicht seitlich oder von vorne.  
Weiß Pulverbeschichtet. Belastbar bis 150 kg.

**60 cm** Artikelnr.: 78600100 - **99,- €** inkl. MwSt

**70 cm** Artikelnr.: 78600110 - **109,- €** inkl. MwSt

**80 cm** Artikelnr.: 78600120 - **119,- €** inkl. MwSt

Montagepauschale für ersten Griff: **75,- €** inkl. MwSt  
inkl. Anfahrtspauschale, Rüstzeit, Montagematerial und  
Positionierung aller Griffe.

Montage jedes weiteren Griffes: **20,- €** inkl. MwSt



## Klebestützklappgriff:

über Krankenkasse nur mit wirtschaftlicher Aufzahlung

Zum Kleben. Klebstoffreste können bei Demontage rückstandslos  
entfernt werden. Nur von oben belastbar,  
nicht seitlich oder von vorne. Belastbar bis 130 kg.

## Delficare - Variopresa

**78 cm** Artikelnr.: 68650 - **318,90 €** inkl. MwSt  
HMV: 04.40.05.1215

**92 cm** Artikelnr.: 68800 - **330,90 €** inkl. MwSt  
HMV: 04.40.05.1217

Montagepauschale für ersten Griff: **75,- €** inkl. MwSt  
inkl. Anfahrtspauschale, Rüstzeit, Montagematerial und  
Positionierung aller Griffe.

Montage jedes weiteren Griffes: **20,- €** inkl. MwSt

## Duschklappsitz:

Zum Kleben oder verschrauben bei  
Bedarf. Klebstoffreste können bei  
Demontage rückstandslos entfernt  
werden. Belastbar bis 130 kg.

Delficare - Varioporto Artikelnr.: 70000

**233,90 €** inkl. MwSt  
HMV: 04.40.03.0035

Montagepauschale für ersten Griff / Sitz: **75,- €** inkl. MwSt  
inkl. Anfahrtspauschale, Rüstzeit, Montagematerial und  
Positionierung aller Griffe / Sitz.

Montage jedes weiteren Griffes / Sitz: **20,- €** inkl. MwSt



## Toilettensitzerhöhung:

Wird auf die Keramik aufgelegt und seitlich festgeklemmt. Entfernung der vorhandenen Deckel / Brille ist nicht notwendig. Erhöht das WC um 10 cm. Belastbar bis 200 kg.

Russka -

Toilettensitzerhöhung 10 cm mit Deckel  
Artikelnr.: 17525000

**69.- €** inkl. MwSt

HMV: 33.40.01.0096



## Toilettensitzerhöhung mit Armlehnen:

Nach Entfernung der vorhandenen Deckel / Brille wird die Toilettensitzerhöhung in den vorhandenen Löchern fest verschraubt. Lässt sich in drei Höhen einstellen 6, 10, 15 cm. Belastbar bis 120 kg.

Invacare - 900 Artikelnr.: 10128-10

**180.- €** inkl. MwSt

HMV: 33.40.01.3013

inkl. Lieferung und Montage

## Badewanneneinsteigegegriff:

Wird auf den Badewannenrand aufgesteckt und seitlich festgeklemmt. Klemmweite 8,5 - 13 cm. Erleichtert das Übersteigen des Wannenrandes. Aufrichten aus der Liegeposition ist damit nicht möglich. Nur von oben zu belasten. Belastbar bis ca. 100 kg.


Russka - Einsteigehilfe Deluxe Plus  
Artikelnr.: 78072000

**79.- €** inkl. MwSt

HMV: 04.40.05.0XXX



**Erhöhungen / Einsteigegegriff**



## Handlauf (Innen und Außen):

Die Nachrüstung eines beidseitigen Handlaufes im Haus bietet sicheren Halt beim Treppensteigen.

Insbesondere bei Wendeltreppen ist der vorhandene Handlauf auf der selben Seite auf der die Stufen kürzer sind und lässt sich schlecht nutzen.

Ist der Nutzer auf einer Seite eingeschränkt und es ist nur ein einseitiger Handlauf vorhanden, hat dieser nur in einer Laufrichtung die Möglichkeit sich festzuhalten.



Im Außenbereich ist oft keine Möglichkeit vorhanden sich festzuhalten. Hier schafft ein Handlauf schnell und einfach Abhilfe um die Eingangsstufen sicher zu bewältigen.

Die Handläufe werden immer durchgehend, auch in den Ecken, montiert ohne scharfen Kanten.

Der Handlauf selbst ist in beschichtetem Stahl oder, in Vollholz erhältlich.

Die Wandhalterungen sind messing oder silberfarben.

Der beschichtete Stahl ist in sehr vielen Farben und Mustern erhältlich damit wir Ihrem Treppenhaus gerecht werden können.

Wir beraten Sie gerne vor Ort.





# müller

## Orthopädietechnik

Zentrale Fürth Poppenreuth

Alte Reutstraße 117

90765 Fürth

Tel : 0911 / 979 460

Fax: 0911 / 979 4633

Filiale Nürnberg Süd

Allersberger Str. 85

Tel: 0911/ 469 358

Filiale Erlangen

Sedanstr. 2

Tel: 09131 / 978 990

Filiale Nürnberg Ost

Äußere Sulzbacher Str. 122

Tel: 0911 / 51 93 004

Filiale Zirndorf

Im Pinderpark 7a

Tel: 0911 / 609 95 66

Filiale Nürnberg Erlerklinik

Kontumazgarten 19

Tel: 0911/ 89 19 69 83

Filiale Ansbach

Oberhäuserstr. 53a

Tel: 0981 / 38 29



**Sanitätshaus**



**Orthopädie-  
Schuhtechnik**



**Rehatechnik**



**Orthopädie-  
technik**



**Treppenlift**



**Barrierefreies  
Wohnen**