

### Toilettensitzerhöhung:

Wird auf die Keramik aufgelegt und seitlich festgeklemmt. Entfernung der vorhandenen Deckel / Brille ist nicht notwendig. Erhöht das WC um 10 cm. Belastbar bis 200 kg.

Russka -  
Toilettensitzerhöhung 10 cm mit Deckel  
Artikelnr.: 17525000

69.- € inkl. MwSt HMV: 33.40.01.0096



### Toilettensitzerhöhung mit Armlehnen:

Nach Entfernung der vorhandenen Deckel / Brille wird die Toilettensitzerhöhung in den vorhandenen Löchern fest verschraubt. Lässt sich in drei Höhen einstellen 8, 12, 15 cm. Belastbar bis 120 kg.

Drive - TSE 120 plus mit AL - Artikelnr.: 520500500

120.- € inkl. MwSt HMV: 33.40.01.3034  
zzgl. Lieferung und Montage 75,- € inkl. MwSt.

### Badewanneneinsteige Griff:

Wird auf den Badewannenrand aufgesteckt und seitlich festgeklemmt. Klemmweite 8,5 - 13 cm. Erleichtert das Übersteigen des Wannenrandes. Aufrichten aus der Liegeposition ist damit nicht möglich. Nur von oben zu belasten. Belastbar bis ca. 100 kg.

Russka - Einsteigehilfe Deluxe Plus  
Artikelnr.: 78072000

79.- € inkl. MwSt HMV: 04.40.05.0XXX



Zentrale Fürth Poppenreuth  
Alte Reutstraße 117  
90765 Fürth  
Tel : 0911 / 979 460  
Fax: 0911 / 979 4633

Filiale Nürnberg Süd  
Allersberger Str. 85  
Tel: 0911/ 469 358

Filiale Erlangen  
Sedanstr. 2  
Tel: 09131 / 978 990

Filiale Nürnberg Ost  
Äußere Sulzbacher Str. 122  
Tel: 0911 / 51 93 004

Filiale Zirndorf  
Im Pinderpark 7a  
Tel: 0911 / 609 95 66

Filiale Nürnberg Elerklinik  
Kontumazgarten 19  
Tel: 0911/ 89 19 69 83



Sanitätshaus



Orthopädie-  
Schuhtechnik



Rehathechnik



Orthopädie-  
technik



Treppenlift



Barrierefreies  
Wohnen



## Griffe



Quelle: Sanivita

## Edelstahlhaltegriff: keine Kassenleistung

Zum Bohren / Schrauben. Ein Griff hat 6 Montagelöcher. Belastbar bis 120 kg.

### Drive Medical - Edelstahlhaltegriff

**30 cm** Artikelnr.: 630500300 - **37,90 €** inkl. MwSt

**40 cm** Artikelnr.: 630500400 - **39,90 €** inkl. MwSt

**50 cm** Artikelnr.: 630500500 - **42,90 €** inkl. MwSt

**60 cm** Artikelnr.: 630500600 - **45,90 €** inkl. MwSt

**Montagepauschale für ersten Griff: 75,- €** inkl. MwSt  
inkl. Anfahrtspauschale, Rüstzeit, Montagematerial und Positionierung aller Griffe.

**Montage jedes weiteren Griffes: 20,- €** inkl. MwSt



## Stützklappgriff: HMV: 04.40.05.1XXX

Zum Bohren / Schrauben. Ein Griff hat 4 Montagelöcher. Nur von oben belastbar, nicht seitlich oder von vorne. Weiß Pulverbeschichtet. Belastbar bis 150 kg.

**60 cm** Artikelnr.: 78601100 - **129,- €** inkl. MwSt

**70 cm** Artikelnr.: 78601110 - **149,- €** inkl. MwSt

**80 cm** Artikelnr.: 78601120 - **189,- €** inkl. MwSt

**Montagepauschale für ersten Griff: 75,- €** inkl. MwSt  
inkl. Anfahrtspauschale, Rüstzeit, Montagematerial und Positionierung aller Griffe.

**Montage jedes weiteren Griffes: 20,- €** inkl. MwSt



## Handlauf (Innen und Außen):

Die Nachrüstung eines beidseitigen Handlaufes im Haus bietet sicheren Halt beim Treppensteigen.

Insbesondere bei Wendeltreppen ist der vorhandene Handlauf auf der selben Seite auf der die Stufen kürzer sind und lässt sich schlecht nutzen.

Ist der Nutzer auf einer Seite eingeschränkt und es ist nur ein einseitiger Handlauf vorhanden, hat dieser nur in einer Laufrichtung die Möglichkeit sich festzuhalten.



## Klebehaltegriffe: keine Kassenleistung

Zum Kleben. Klebstoffreste können bei Demontage rückstandslos entfernt werden. Belastbar bis 100 kg.

### Delficare - Varioplus deluxe weiß

**30 cm** Artikelnr.: 66.000020 - **129,- €** inkl. MwSt

**50 cm** Artikelnr.: 66.000040 - **139,- €** inkl. MwSt

**Montagepauschale für ersten Griff: 75,- €** inkl. MwSt  
inkl. Anfahrtspauschale, Rüstzeit, Montagematerial und Positionierung aller Griffe.

**Montage jedes weiteren Griffes: 20,- €** inkl. MwSt



## Klebestützklappgriff:

über Krankenkasse nur mit wirtschaftlicher Aufzahlung

Zum Kleben. Klebstoffreste können bei Demontage rückstandslos entfernt werden. Nur von oben belastbar, nicht seitlich oder von vorne. Belastbar bis 130 kg.

### Delficare - Variopresa

**78 cm** Artikelnr.: 68650 - **379,- €** inkl. MwSt  
HMV: 04.40.05.1215

**92 cm** Artikelnr.: 68800 - **409,- €** inkl. MwSt  
HMV: 04.40.05.1217

**Montagepauschale für ersten Griff: 75,- €** inkl. MwSt  
inkl. Anfahrtspauschale, Rüstzeit, Montagematerial und Positionierung aller Griffe.

**Montage jedes weiteren Griffes: 20,- €** inkl. MwSt



## Saugnapfhaltegriffe: keine Kassenleistung

Wird angedrückt und ist nach Umlegen der Vakuumhebel fest. Die Hebel haben eine Sicherheitsanzeige. Muss regelmässig neu angedrückt werden. Ideal für unterwegs. Fliesen müssen glatt und dürfen nicht offenporig sein. Nennlast bis 70 kg.

### Ruska - Rothgriffe mit fixer Greiflänge:

**11 cm** Artikelnr.: 78100220 - **135,60 €** inkl. MwSt

**21 cm** Artikelnr.: 78100225 - **147,90 €** inkl. MwSt

**35 cm** Artikelnr.: 78100226 - **174,60 €** inkl. MwSt

**65 cm** Artikelnr.: 78100227 - **199,80 €** inkl. MwSt



## Duschklappsitz:

Zum Kleben. Klebstoffreste können bei Demontage rückstandslos entfernt werden. Belastbar bis 130 kg. Breite: 40 cm  
Sitztiefe: 39 cm / Gesamttiefe: 44 cm  
Sitzhöhe: 45 - 55 cm

Delficare - Varioporto Artikelnr.: 70000

**259,- €** inkl. MwSt

HMV: 04.40.03.0035

**Montagepauschale für ersten Griff / Sitz: 75,- €** inkl. MwSt  
inkl. Anfahrtspauschale, Rüstzeit, Montagematerial und Positionierung aller Hilfsmittel

**Montage jedes weiteren Hilfsmittels: 20,- €** inkl. MwSt

Im Außenbereich ist oft keine Möglichkeit vorhanden, sich festzuhalten. Hier schafft ein Handlauf schnelle und einfache Abhilfe, um die Eingangsstufen sicher zu bewältigen.

Die Handläufe werden immer durchgehend montiert, auch in den Ecken, ohne scharfe Kanten.

Der Handlauf selbst ist in beschichtetem Stahl oder in Vollholz erhältlich.

Die Wandhalterungen sind messing- oder silberfarben.

Der beschichtete Stahl ist in sehr vielen Farben und Mustern erhältlich, damit wir Ihrem Treppenhaus gerecht werden können.

lfd. Meter inkl. Montage ca. 120 - 150,- €



Haltegriffe

Stützklappgriffe / Duschklappsitze

Handläufe - Firma Flexo